


## Cara Mengirim Data

1. Buka aplikasi dan pencet tombol “Pasien”



## 2. Centang pasien yang diinginkan

My Headpain Diary

☐ ID Medis

☐ Nama

☒ Tanggal Lahir

Dari

01

Februari

2009

Setel Ulang

Auto

Hingga

15

Februari

2019

Setel Ulang

Auto

Saring

Pilih	ID Medis	Nama	Tanggal Lahir
<input type="checkbox"/>	24810132	Bambang Yusuf	1-8-2011
<input checked="" type="checkbox"/>	2323232	Jason	01-1-2014
<input type="checkbox"/>	43566667	Obama	01-5-2014
<input type="checkbox"/>	5545454546	Phil	1-6-2015
<input type="checkbox"/>	4234555554	Paul	16-6-2015
<input type="checkbox"/>	53453453453455	Hob	1-1-2018

Kembali

Hapus


Refresh

Salin Data

Pilih

Baru

### 3. Tekan tombol “Salin Data”

 My Headpain Diary

☐ ID Medis

☐ Nama

☒ Tanggal Lahir

Dari

Hingga

Pilih	ID Medis	Nama	Tanggal Lahir
<input type="checkbox"/>	24810132	Bambang Yusuf	1-8-2011
<input checked="" type="checkbox"/>	2323232	Jason	01-1-2014
<input type="checkbox"/>	43566667	Obama	01-5-2014
<input type="checkbox"/>	5545454546	Phil	1-6-2015
<input type="checkbox"/>	4234555554	Paul	16-6-2015
<input type="checkbox"/>	53453453453455	Hob	1-1-2018

4. Pilih antara “Semua Data” atau pilih jarak tanggal

Salin Data

☒ Semua Data

Dari: 15 Februari 2019 Setel Ulang Auto

Hingga: 15 Februari 2019 Setel Ulang Auto

Ekspor ke D:\data.zip Browse Setel Ulang

Iya Tidak Batal

5. Tekan tombol “Browse” untuk memilih lokasi untuk menyimpan salinan data

Salin Data

☒ Semua Data


Dari: 15 Februari 2019 Setel Ulang Auto

Hingga: 15 Februari 2019 Setel Ulang Auto


Ekspor ke D:\data.zip Browse Setel Ulang

Iya Tidak Batal


6. Berikan nama untuk file yang akan mengandung salinan data dan tekan tombol “Simpan”



7. Tekan tombol “Iya” untuk selesai



8. File “zip” akan ada di lokasi yang sudah ditentukan



9. Kirim file “zip” ini melalui email atau sebagainya.